

HB210B 磁振热治疗仪说明书

技术参数：

- 1、单通道机型, 标配颈肩温热导子；
- ★2、3.5 寸彩色液晶显示屏；
- 3、磁场强度：0~38mT；
- 4、振动频率：50Hz±1Hz；
- ★5、具有六种工作模式选择（1s、2s、2.5s、3s、4s、5s）；
- ★6、加热方式：40℃、46℃、52℃、58℃、常温五个档可调，误差为±2℃；
- 7、超温保护：具有两级超温保护装置。一级保护指治疗垫表面温度超过设定值时，自动切断输出；二级保护指当一级保护失效，治疗垫表面温度达到 60℃时，自动切断电源；
- 8、时间选择：1~60 分钟可调，步距增量为 1 分钟，误差为±10% ；
- 9、连续工作时间：>8h；
- ★10、注册资金：≥1050 万。

磁振热治疗仪配置清单

序号	名称	单位	数量	规格型号	备注
1	主机	台	1		
2	电源线	根	1	10A	
3	温热导子	个	1	颈肩式	
4	绑带	根	2	0.66m*0.04m	
5	绑带	根	2	0.86m*0.04m	
6	测磁器	个	1		
7	熔断器（保险丝）	个	2	T5AL250V	
8	技术使用说明书	本	1		
9	注册证及注册登记表	份	1		
10	生产许可证	份	1		
11	营业执照	份	1		
12	合格证	张	1		
13	保修卡	张	1		
14	配置清单	份	1		
15	综合彩页	份	1		
16	现场安装验收单	份	1		
17	产品简易操作规范	份	1		